

# 自費特材說明書

中文品名	英文品名
"柯惠"人工網膜螺旋固定器	<b>"Covidien" Fixation Products with Helical Fasteners</b>
衛生署許可證號	品項代碼
衛署醫器輸字第 010476 號	STZ010476001
<b>產 品 特 性</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本產品主要應用於內視鏡修補手術彌補材料的固定及不同手術組織的拉合，例如疝氣手術。可減少人工網膜移位、進而提高人工網膜修補能力。</li> <li>2. 拋棄式釘槍，含 30 個釘子。增加手術精確度、安全且迅速，可有效縮短手術時間。</li> <li>3. 鈦金屬材質釘體，為螺旋狀尖形結構設計，對困難斜角度之固定更能發揮效率地固定組織上。</li> <li>4. 釘槍進入體內直徑僅 5mm，傷口微小、恢復快。適用於腹腔鏡或開腹式手術，取代傳統縫線固定的角色。</li> <li>5. 植入大面積人工網膜 mesh 時，更能有效縮短手術時間。</li> <li>6. 減緩病人術後因使用傳統縫線易引起的疼痛。</li> </ol>	
<b>適 應 症</b>	
本產品應用於內視鏡修補手術彌補材料的固定及不同手術組織的拉合，例如疝氣修補。	
<b>副 作 用</b>	
鈦金屬為外來物，因此病人未來可能會有異物感、或沾黏的潛在發生。	
<b>注 意 事 項</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 請勿將本產品使用在無法檢視止血狀況的組織上。</li> <li>2. 螺旋固定釘可直接用在包覆骨骼、血管或臟器上面的組織;但在擊發前必須確認、所欲固定的組織必須與下面的骨骼、血管或臟器有 4 毫米以上的距離，否則不可使用本產品。</li> <li>3. 若擊發時對器械鼻部施與過大的壓力會造成器械卡釘。</li> <li>4. 每次擊發後，務必檢查手術部位的止血情形。輕微的出血可用電燒或縫線加以控制。</li> <li>5. 內視鏡手術只能由受過適當訓練及熟悉內視鏡手術的醫師來施行。在進行任何內視鏡手術前，必須先查閱相關的文獻以了解手術的技巧、併發症及危險性等。</li> <li>6. 本產品為無菌包裝，只能用於同一個手術，請勿再次消毒使用。</li> </ol>	
<b>與健保品項之療效比較</b>	
健保給付品項無此類商品	

解說醫師簽章：\_\_\_\_\_

病人/家屬簽章：\_\_\_\_\_

說明暨簽署時間：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日